



Coscomate No 49 Col. Toriello Guerra
C.P. 14050 México D.F.
Tel. 5666-8093 con 3 Líneas / Fax 5665-3357
e mail maplica@prodigy.net.mx <http://www.maplica.com>

CERTIFICADO DE ANALISIS

Producto: **Plasma de Conejo con EDTA para Prueba de Coagulasa**

Catalogo.- 642706

Lote No: 642706-1223

Fecha de Producción diciembre 2023

Caducidad: 31 enero, 2026

Parámetro	Especificación	Resultado
Aspecto del polvo	Material esponjoso, color crema a blanco	Cumple
Aspecto de producto rehidratado (agua destilada y/o desionizada)	Solución opaca sin fibrina visible	Cumple

Microorganismo	Resultado esperado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Positivo
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Negativo
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29123	Positivo
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Negativo

Almacenamiento del producto deshidratado

4 °C

Almacenamiento del producto hidratado

4 °C (15 días) y a < 20 °C (máximo 30 días)


I.Q. JULIO ALEJANDRO GONZALEZ R.
CONTROL DE CALIDAD

508717



(01) 642706- 1223(01) 20260131(23)