

Albúmina Sérica Bovina BSA

Entrega **INMEDIATA**

MXN \$ 7,205.52 100g

MXN \$ 34,612.60 500g

MXN \$ 67,840.69 1kg

Precios mas **IVA**



Maplica S.A de C.V

Puede ser utilizado como un diluyente serológico, como un patrón de peso molecular, y como un nutriente de crecimiento en cultivo de tejidos.

La materia prima de este producto fue colectada de animales de establecimientos registrados en Australia / Nueva Zelanda bajo la USDA. Estos Animales fueron inspeccionados pre y post mortem bajo supervisiones veterinarias y estaban aparentemente libres de enfermedades infecciosas. Durante el proceso de recolección el material no tuvo contacto alguno con otros materiales de origen animal. Durante el procesamiento el material fue sujeto a $\text{pH} \leq 5$ por al menos 3 horas. Este producto esta autorizado a venta con fines de investigación y de diagnóstico, y no para aplicaciones terapéuticas directas. Precios vigentes hasta agotar existencias.